



Verwijder de Druppelhelp van je oogkas en herhaal indien nodig bij je andere oog.

Éloignez l'Applicateur de la cavité de l'œil et, si nécessaire, répétez l'opération pour votre autre œil.

Entfernen Sie die Eintropfhilfe von der Augenhöhle und wiederholen Sie den Vorgang ggf. am anderen Auge.



Verwijder het flesje uit de Druppelhelp, spoel de Druppelhelp eventueel af met lauw water en droog hem af met een schone doek.

Retirez le flacon de l'Applicateur, rincez éventuellement ce dernier à l'eau tiède et séchez-le avec un chiffon propre.

Entnehmen Sie das Fläschchen aus der Eintropfhilfe, spülen Sie diese ggf. mit lauwarmem Wasser aus und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch.

Bewaar de Druppelhelp op een veilige en hygiënische plaats.
Waarschuwingen: De druppelhelp is voor persoonlijk gebruik. Niet in de vaatwasser reinigen. Niet spoelen met heet water. Niet gebruiken met glazen flesjes, noch met flesje van hard (niet-flexibel) plastic.

Conservez l'Applicateur en un endroit sûr et hygiénique.

Précautions: l'Applicateur est destiné à un usage personnel. Ne pas le faire laver par le lave-vaisselle. Ne pas le rincer à l'eau très chaude. À ne pas utiliser avec des flacons en verre ou en plastique dur (non flexible).

Bewahren Sie die Eintropfhilfe an einem sicheren und hygienischen Platz auf.

Warnhinweise: Die Eintropfhilfe ist für den persönlichen Gebrauch vorgesehen. Nicht im Geschirrspüler reinigen. Nicht mit heißem Wasser ausspülen. Nicht mit Fläschchen aus Glas oder hartem (nicht flexiblen) Kunststoff verwenden.



Tevens verkrijgbaar in dit gamma bij uw apotheek / Egalement disponible dans cette gamme chez votre pharmacie / In diesem Sortiment ebenfalls in Ihrer Apotheke erhältlich

Droge ogen: Oogdruppels met l'Hyaluron / **Les yeux secs:** Gouttes Oculaires à l'Hyaluron / **Trockene Augen:** Augentropfen mit Hyaluron — (CNK 3633-971)

Vermeorde ogen: Oogdruppels met l'Euphrasia / **Les yeux fatigués:** Gouttes Oculaires à l'Euphrasia / **Müde Augen:** Augentropfen mit Augentrost (Euphrasia) — (CNK 3633-989)

Geïrriteerde ogen: Oogdruppels met Dexpanthenol-Provitamine B5 / **Les yeux irrités:** Gouttes Oculaires au Dexpanthenol-Provitamine B5 / **Gereizte Augen:** Augentropfen mit Dexpanthenol-Provitamin B5 — (CNK 3633-997)

Al de referenties zijn geschikt voor contactlenzen. / Tous les références conviennent aux lentilles de contact. / Alle Produkte sind für Kontaktlinsen geeignet.



Druppelhelp
VOOR OOGDRUPPELS

Applicateur
POUR GOUTTES OCULAIRES

Eintropfhilfe
FÜR AUGENTROPFEN



Volg nauwkeurig deze instructies voor het correct gebruik van de Eureka Care Druppelhelp voor oogdruppels. Lees ook aandachtig de gebruiksaanwijzing van uw oogdruppels.

Suivez méticuleusement les instructions ci-dessous en vue d'utiliser correctement l'Applicateur d'Eureka Care. Lisez aussi attentivement la notice d'utilisation de vos gouttes oculaires.

Halten Sie sich genau an die vorliegenden Anweisungen zum korrekten Gebrauch der Eureka Care Eintropfhilfe für Augentropfen. Lesen Sie auch die Gebrauchsanweisung für Ihre Augentropfen sorgfältig durch.

Eureka Pharma
Harelbeeksestraat 81
B-8520 Kuurne
België/Belgique/Belgien

Een product van / Un produit de / Ein Produkt von

 Eureka Pharma



Draai het dopje van het flesje oogdruppels los en plaats het in de Druppelhelp.

Fermez le bouchon du flacon de gouttes pour les yeux et mettez le flacon dans l'Applicateur.

Schrauben Sie die Kappe von der Augentropfenflasche und setzen Sie die Flasche in die Eintropfhilfe ein.



Sluit de Druppelhelp.

Fermez l'Applicateur.

Schließen Sie die Eintropfhilfe.



Houd je hoofd achterover en plaats de Druppelhelp op je oogkas zoals op de foto.

Penchez la tête en arrière et posez l'Applicateur contre la cavité de l'œil, comme indiqué sur la photo.

Legen Sie den Kopf in den Nacken und setzen Sie die Eintropfhilfe wie in der Abbildung gezeigt auf die Augenhöhle.



Houd je oog wijd open en duw kort op de zijkanten van de Druppelhelp – één maal kort duwen komt normaal gezien overeen met één druppel.

Écarquillez l'œil et appuyez brièvement sur les faces latérales de l'Applicateur – une pression brève correspond normalement à une seule goutte.

Halten Sie das Auge weit offen und drücken Sie kurz auf die Seiten der Eintropfhilfe – einmal kurz drücken entspricht in der Regel einem Tropfen.